VITA

VITA DENTIST SOLUTIONS

Soluciones eficientes **para sus prótesis**



La solución de sistema de VITA,
a su medida y con una eficiencia
que convence.

VITA DENTIST SOLUTIONS

Determinación del color VITA

Mediante soluciones acreditadas para la determinación y reproducción precisas del color dental conforme a estándares mundialmente reconocidos.







Materiales CAD/CAM de VITA

Materiales de color dental perfectamente adaptados a cualquier indicación protésica de dientes individuales, con una muy buena acreditación clínica.



VITA valida un gran número de sistemas CAD/CAM. En el marco de la aprobación se incorporan al software parámetros específicos del material en cuestión, de modo que el material y la unidad de fresado estén perfectamente coordinados entre sí durante el proceso de elaboración.

Hornos de cocción VITA

Para la cocción fiable de todos los materiales habituales para restauraciones directamente en la clínica, con un manejo intuitivo.



Soluciones de fijación VITA

Para la fijación fiable de todos los materiales VITA gracias a los componentes perfectamente adaptados a cada material específico.



Maquillajes y materiales de glaseado VITA

Para la personalización extraoral, así como para llevar a cabo correcciones del color.



Soluciones de pulido VITA

Para el pulido homogéneo y de alto brillo de las superficies de la restauración, gracias a los instrumentos de pulido perfectamente adaptados al material específico.





Determinación digital del color dental

VITA Easyshade® V

Óptima determinación del color. Seguridad máxima.

El VITA Easyshade V brinda su apoyo a odontólogos y protésicos desde la determinación y comunicación del color dental hasta su reproducción, pasando por el control del color en la restauración de cerámica terminada, y de este modo aumenta la seguridad del proceso, también al planificar y llevar a cabo blanqueamientos.

- Determinación del color sencilla y exacta en segundos
- Posibilidades de medición versátiles: dientes naturales, restauraciones cerámicas y blanqueamiento
- Proceso seguro y comunicación sencilla entre el laboratorio y la clínica
- Rentable: ahorro de tiempo y costes gracias a la reducción del número de reclamaciones
- Documentación profesional y simulación del resultado del blanqueamiento

Ir a la página de aterrizaje

Las ventajas

Eficiente

Determinación del color sencilla y exacta en segundos.

Versátil

Puede utilizarse en dientes naturales, en restauraciones cerámicas y para planificar tratamientos de blanqueamiento.

Seguro

Aumenta la eficiencia del proceso y de la comunicación entre la clínica y el laboratorio.



Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto



Determinación digital del color dental

VITA Easyshade® LITE

La guía de colores en un solo clic.

VITA Easyshade LITE permite la determinación digital sencilla y rápida del color de dientes naturales en los sistemas de colores consolidados VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Manejo sencillo, información del color precisa
Una función de semáforo indica si el color dental medido se corresponde exactamente con un valor cromático dental tanto para la guía de colores VITA SYSTEM 3D-MASTER como para la VITA classical A1-D4.
Si no existe ningún valor cromático que se corresponda exactamente, en la pantalla se indica en qué medida y de qué modo el valor cromático más cercano difiere del diente natural medido.

El VITA Easyshade LITE le permite determinar el color dental natural de manera rápida, sencilla y precisa.
VITA Easyshade V. ofrece aún más posibilidades.

Ir a la página de aterrizaje

Las ventajas

Rápido

Resultados en cuestión de segundos para posibilitar procesos eficientes.

Fácil

Determinación digital del color mediante un solo clic, sin necesidad de conocimientos previos.

Preciso

Tecnología de espectrofotometría de alta precisión, que garantiza la medición exacta del color dental y la seguridad del proceso.



Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto

VITA Easyshade®

¿Qué Easyshade se adapta mejor a mis necesidades?

Mientras que el Easyshade V ofrece diversas posibilidades de medición que facilitan la comunicación con el laboratorio, el Easyshade LITE se centra en el uso sin complicaciones exclusivamente en el diente natural.





Me gustaría…	VITA Easyshade® V	VITA Easyshade® LITE
… determinar con precisión el color de dientes naturales en la guía de colores VITA classical A1–D4 o VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	✓
… obtener información sobre desviaciones del color del diente medido respecto al valor cromático más cercano.	✓	✓
… disponer de un instrumento fiable para la monitorización y el asesoramiento en el curso de tratamientos de blanqueamiento, que permita transmitir fácilmente imágenes y datos de los pacientes.	✓	–
… recibir recomendaciones concretas para, dado el caso, conseguir una adaptación aún más exacta al color dental medido, p. ej., mediante la mezcla de colores (en el VITA SYSTEM 3D-MASTER).	✓	–
… determinar con precisión restauraciones en las guías de colores VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	–
… utilizar el software VITA Assist y la aplicación VITA mobileAssist+ para la comunicación y documentación del color dental.	✓	–
… obtener una indicación de los valores Lab y LCh.	✓	–
Manejo	Botón de medición, pantalla táctil	Botón de medición
Servicio	Funcionamiento con batería (enchufe de red)	2 pilas AA



VITA Easyshade LITE permite la determinación digital sencilla y rápida del color de dientes naturales en los sistemas de colores consolidados VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER.

NEW!
VITA Easyshade® LITE



¿Quiere aún más?

VITA Easyshade V ofrece posibilidades adicionales:

- Determinación de colores de zonas dentales y colores promedio, así como verificación del color de coronas
- Combinación de color dental y fotografía del paciente a través de la aplicación o del software
- Modo de blanqueamiento para simular el resultado previsto del blanqueamiento

VITA Easyshade® V



Guía de colores original de VITA

VITA classical A1-D4: la guía de colores original de VITA para el PERFECT MATCH en la elección del color.



Las guías de colores originales de VITA facilitan una cómoda determinación visual del color dental conforme a los estándares cromáticos internacionalmente consolidados. La comunicación del color dental está reconocida a escala mundial en la producción de materiales dentales en los sistemas VITA classical A1-D4®.

En la familia de colores de VITA classical, los colores se agrupan del modo siguiente:

A1 - A4 (rojizo-pardusco)
B1 - B4 (rojizo-amarillento)
C1 - C4 (tonos grises)
D2 - D4 (rojizo-gris)

VITA classical A1–D4®. La base sólida.
Principales datos y características del sistema:

- Determinación del color dental en un solo paso
- Sistema consolidado en todo el mundo desde hace más de 60 años
- 6 muestras de color
- Ordenación práctica de las muestras de color según las tonalidades cromáticas y los hallazgos empíricos

La guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades incluye tres colores de blanqueamiento dental adicionales.

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto

Las ventajas

Cómodo

Las prácticas guías de colores posibilitan la medición exacta del color dental en tan solo unos pocos pasos.

Rápido

A partir de muestras de color estandarizadas se puede visualizar con mucha rapidez el color dental para el paciente.

Eficiente

Las muestras de color de referencia permiten comprobar fácilmente la fidelidad cromática de restauraciones.



VITA SYSTEM 3D-MASTER

La guía de colores de VITA para el PERFECT MATCH en la elección del color, incluidos tres colores de blanqueamiento.

El VITA SYSTEM 3D-MASTER, con sus 26 colores dentales naturales, eleva la reproducción de los colores dentales naturales a un nuevo nivel. Las muestras de colores de la guía VITA Toothguide 3D-MASTER están ordenadas de tal forma que cubren sistemáticamente la totalidad del espacio de color dental natural. Los tres colores de blanqueamiento adicionales amplían el abanico para obtener una mayor claridad.

La guía VITA Bleachedguide 3D-MASTER es el instrumento que permite planificar y controlar los procesos de blanqueamiento dental. Su estructura sigue la lógica del VITA SYSTEM 3D-MASTER, basado en tres parámetros: claridad, intensidad y tonalidad cromática.

Adicionalmente, en la VITA Bleachedguide 3D-MASTER se han integrado los 29 niveles de claridad cromática definidos, conforme a la American Dental Association (ADA). Con esta clasificación, la VITA Bleachedguide 3D-MASTER sigue el estándar reconocido internacionalmente y es, por lo tanto, el producto recomendado para todos los profesionales.

Las ventajas

Seguro

Seguridad en el proceso y menos correcciones del color para obtener resultados más rápidos.

Preciso

Pueden definirse y comunicarse inequívocamente todos los colores dentales naturales.

Sistemático

La base científica posibilita una determinación del color sencilla, sistemática y rápida en tres pasos.



Ir a la página de aterrizaje

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto de VITA Bleachedguide

VITA ENAMIC®

La única cerámica híbrida dental con tecnología PICN“



VITA ENAMIC es la solución para reconstrucciones mínimamente invasivas y delgadas con matriz dual de cerámica y polímero.



VITA ENAMIC es un bloque CAD/CAM monocromo disponible en dos niveles de translucidez (HT, ST). Si se busca el material perfecto para inlays, onlays o table tops para el trabajo diario, no puede pasasrse por alto VITA ENAMIC ST.



VITA ENAMIC multiColor es un material altamente avanzado con una exclusiva matriz dual, que proporciona numerosas ventajas de manipulación. Gracias a ello, el usuario obtiene una estética natural mediante una manipulación sencilla del producto.
Sin necesidad de maquillaje ni cocción.
Fiel al lema: Fresar. Pulir. Colocar. Simplemente precioso.

Las ventajas

Matriz de PICN

La arquitectura del material crea una combinación equilibrada de resistencia y elasticidad.

Elasticidad similar a la de la dentina

El efecto tampón amortiguador reduce el desgaste en el antagonista y proporciona una sensación de masticación natural.

Sin proceso de cocción

Fresar, pulir y acabar: con total sencillez y sin cocción adicional.

Mínima invasividad

Máxima conservación de la estructura dental natural, gracias a las restauraciones fresables con precisión y con un grosor reducido a partir de solo 0,2-0,6 mm.

Ir a la página de aterrizaje

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto

VITABLOCS®

Los bloques de cerámica de feldespato para crear restauraciones altamente estéticas.



La solución para reconstrucciones estéticas de defectos (VITABLOCS Mark II) y restauraciones estéticas en la zona visible (VITABLOCS TriLuxe forte, VITABLOCS RealLife) con transición cromática integrada.



VITABLOCS Mark II son piezas en bruto monocromas de cerámica de feldespato de color dental, que se integran de manera convincente en la sustancia dental remanente y son idóneas para la creación de reconstrucciones estéticas.



VITABLOCS TriLuxe forte son piezas en bruto policromas de cerámica de feldespato con transición cromática de cuatro capas integrada, para la reproducción del juego cromático natural en la zona estética. Esto permite llevar a cabo el tratamiento de manera sencilla, eficiente y altamente estética en una sola sesión en la clínica.



VITABLOCS RealLife son piezas en bruto policromas de cerámica de feldespato de color dental con estructura de capas 3D integrada que reproduce la transición cromática natural.

Ir a la página de producto VITABLOCS Mark II

Ir a la página de producto VITABLOCS TriLuxe forte

Ir a la página de producto VITABLOCS RealLife

Las ventajas

Resistente

Confección de restauraciones fiables a partir de un material resistente muy bien acreditado en el ámbito clínico.

Altamente estético

Permite crear restauraciones altamente estéticas con un excelente juego cromático y lumínico.

Eficiente

Confección y acabado rápidos de la restauración sin cocción adicional.

VITA SUPRINITY® PC

Cerámica vítrea. Con estética natural.



VITA SUPRINITY PC es una generación de cerámica vítrea altamente resistente reforzada con circonio. Está disponible como pieza en bruto monocroma en dos niveles de translucidez (T, HT), y es la solución para coronas anteriores y posteriores, coronas individuales implantosoportadas, así como inlays, onlays y carillas.

Esta cerámica vítrea se caracteriza por una microestructura de grano muy fino y especialmente homogénea que aporta una elevada calidad al material, garantizando así una capacidad de carga siempre alta y fiabilidad a largo plazo.

Las ventajas

Altamente estético

Gracias a la translucidez, la opalescencia y la fluorescencia se obtiene un excelente juego cromático y lumínico.

Con ajuste preciso

Facilidad de manipulación gracias a las buenas propiedades de pulido y a la elevada estabilidad de cocción, para obtener resultados con ajuste preciso.

Seguro

La matriz de cerámica vítrea reforzada con circonio proporciona un alto grado de seguridad de las reconstrucciones.

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto



VITA CAD-Temp®

Soluciones para restauraciones provisionales de larga duración.

VITA CAD-Temp en versión monoColor o multiColor es un composite de polímero acrílico altamente reticulado con microrrelleno para la confección de restauraciones provisionales de larga duración, tales como puentes provisionales con hasta dos pónticos y coronas provisionales en los grupos anterior y posterior.



VITA CAD-Temp monoColor es un composite monocromático de polímero de acrilato altamente reticulado con microrrelleno para la confección de restauraciones provisionales de larga duración. Permite confeccionar puentes provisionales con hasta dos pónticos y coronas provisionales en el grupo posterior.



Los bloques y discos de composite **VITA CAD-Temp multiColor** están compuestos de un polímero de acrilato altamente reticulado con microrrelleno para la confección de restauraciones provisionales de larga duración.

Las piezas en bruto de color dental VITA CAD-Temp destacan por su efecto cromático natural, su resistencia a la rotura y su estabilidad a largo plazo.

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto de VITA CAD-Temp monoColor

Ir a la página de producto de VITA CAD-Temp multiColor

Las ventajas

Estable a largo plazo

Las buenas propiedades superficiales se traducen en una estabilidad y una resistencia a la rotura elevadas.

Estético

Obtención de un efecto cromático natural gracias a las buenas propiedades fotoópticas del material.

Rentable

La confección CAD/CAM eficiente posibilita la creación rentable de prótesis provisionales.



VITA AKZENT® **Plus**

Optimizados. Fáciles. Para todo.
Maquillajes para cerámica independientes del CET para barnizar, marcar y glasear.

Una solución de maquillajes y glaseado para todos los materiales cerámicos dentales.

Con los maquillajes VITA AKZENT Plus, el usuario puede optimizar el color de todas las restauraciones cerámicas de forma sencilla y eficiente, con independencia del CET.

CHROMA STAINS son maquillajes para cerámica independientes del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas de circonio, de silicato o de feldespato monolíticas. Con CHROMA STAINS se beneficiará de un ajuste sencillo del croma en los grupos de colores correspondientes, de unas propiedades de manipulación excelentes, como la facilidad de aplicación, y de unos resultados altamente estéticos mediante el maquillaje de las superficies.

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY es un spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas monolíticas de circonio, de silicato, de feldespato o vítreas. Está indicado para obtener una fluorescencia natural, en particular en restauraciones monolíticas de cerámica integral sin fluorescencia propia, así como para sellar la superficie de la cerámica.

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de aterrizaje

Ir a la página de producto

Las ventajas

Fácil

El sistema de maquillajes de aplicación en capa fina, en capa gruesa y para glasear le permiten gozar de la máxima libertad en la clínica y el laboratorio.

Brillante

Superficies de la restauración brillantes y homogéneas gracias a los materiales de glaseado de cerámica de microestructura especialmente fina.

Rentable

Flexibilidad y rentabilidad elevadas gracias a la adaptación rápida y sencilla del efecto cromático, de la cromaticidad y de la intensidad cromática.



VITA AKZENT® LC

Maquillajes para composite para la reproducción fiable de todos los matices cromáticos.



VITA AKZENT LC son maquillajes para composite fotopolimerizables para la caracterización de todas las restauraciones indirectas de composite, polímero y cerámica híbrida. El sistema de maquillajes destaca por su riqueza de matices, una aplicación del color precisa y una buena estabilidad cromática y de brillo.

Los **VITA AKZENT LC EFFECT STAINS** abarcan 14 colores que permiten la reproducción personalizada de efectos.

Los **VITA AKZENT LC CHROMA STAINS** son maquillajes formulados a medida para la implementación fiable de correcciones del color.

También es ideal para personalizar materiales dentales que contienen poliacrilo. Diseñado específicamente para la caracterización estética de restauraciones y bases de prótesis fabricadas con materiales fresados mediante CAD/CAM e impresos en 3D.

Las ventajas

Fiable

Reproducción natural y fiable de los matices cromáticos de la dentadura natural gracias a los variados y brillantes colores de efectos y a la manipulación intuitiva.

Fácil

Modificación del color sumamente sencilla mediante pinceladas gracias a los colores de croma, que permiten regular la cromaticidad de forma sistemática y lograr una estética gingival óptima.

Eficiente

Elaboración eficiente mediante efectos cromáticos muy precisos o maquillajes aplicados en superficies extensas, con viscosidades perfectamente armonizadas.

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de aterrizaje

Ir a la página de producto



Horno de cocción

VITA SMART.FIRE® ADVANCED

El aparato de cocción eficiente para todas las restauraciones habituales directamente en la clínica.

El horno VITA SMART.FIRE ADVANCED aúna un diseño vanguardista con una calidad de cocción impresionante. Pese a su diseño compacto, proporciona espacio suficiente incluso para puentes de hasta 14 piezas, y por lo tanto es idóneo no solo para la clínica, sino también para cualquier laboratorio. Disfrute de un manejo sencillo e intuitivo; además, gracias al práctico cajón para accesorios, tendrá siempre a mano todo lo importante.

Ir a la página de aterrizaje

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto



Las ventajas

Estético

Diseño moderno y manejo intuitivo.

Compacto

Diseño compacto con cámara de cocción de gran tamaño.

Eficiente

Seguridad en el proceso de cocción gracias al enfriamiento lineal controlado.

VITA Polishing Tools

Sistemas de pulido para lograr un brillo natural.



Los kits de pulido en dos etapas **VITA ENAMIC** y **VITA CERAMICS Polishing Sets** garantizan un pulido previo y un pulido de alto brillo eficientes. El acabado se aplica con VITA Polish Hybrid o VITA Polish Cera.

El kit **VITA ENAMIC Polishing Set clinical** ha sido desarrollado para tratar en la clínica la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica híbrida de forma segura, económica y adecuada a las características del material.



VITA Polish Hybrid es una pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de cerámica híbrida VITA ENAMIC, composite y polímero.



El kit de pulido **VITA CERAMICS Polishing Set** ha sido desarrollado para el pulido en dos etapas de todos los materiales cerámicos dentales, como cerámica de feldespato, cerámica vítrea y cerámica de óxido, en la clínica y el laboratorio. El set incluye un total de 6 pulidores para el pulido previo y el pulido de alto brillo.



VITA Polish Cera es una pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de los siguientes materiales de cerámica dental: cerámica de feldespato, cerámica vítrea, cerámica de dióxido de circonio.

Las ventajas

Versátil

Los diversos instrumentos con rotación exacta y granulaciones coordinadas permiten obtener superficies homogéneas y de alto brillo.

Convincente

Los instrumentos garantizan un rendimiento de mecanizado convincente. La buena manipulación y el empleo sin pasta de pulido permiten trabajar de forma rápida y sencilla.

Eficiente

Instrumentos de pulido clinical esterilizables en autoclave para un uso seguro, higiénico y clínico.

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto

VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

La solución de fijación específica para cada material:
un proceso intuitivo y seguro.



Las **VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS** son soluciones de fijación totalmente adhesivas y autoadhesivas, así como xprovisionales, perfectamente adaptadas a los materiales de VITA para la fijación de todas las restauraciones indirectas de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, dióxido de circonio, composite y metal.



VITA ADIVA IA-CEM es un composite de fijación ultraopaco con efecto enmascarador intenso y de fraguado dual para prótesis implantosoportadas. Se utiliza para la fijación adhesiva definitiva de coronas (sobre pilar) y mesoestructuras a bases adhesivas de titanio y a pilares individuales de titanio y de dióxido de circonio.

Las ventajas

Versátil

Agentes adhesivos para la fijación específica de cada material.

Simple

Set estructurado de forma sistemática para el uso en la clínica, permite un proceso seguro gracias a la codificación cromática.

Eficiente

Práctico set en dos piezas para el uso diario racional, en formato de bandeja normalizada.



Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

Ir a la página de producto

Estamos encantados de ayudarle.



Línea directa de apoyo a las ventas

Teléfono: +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea directa de asistencia técnica

Teléfono: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
De 8.00 a 16.30 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea de atención al cliente de VITA North America

USA: +1 800-828-3839
US Technical Support: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Línea de atención al cliente de VITA Canadá

Canadá: +1 800-263-4778
Canadá: Technical Support: +1 800-324-6224



Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrecto. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de este folleto de producto: 2026-10

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

MD

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado

CE 0124

VITA Easyshade® V, **VITA Easyshade®** LITE, **VITA Toothguide 3D-MASTER®, VITA classical A1–D4®, VITA AKZENT®** Plus, **VITA AKZENT®** LC, **VITABLOCS®, VITA ENAMIC®, VITA CAD-Temp®, VITA SUPRINITY® PC, VITA ADIVA®** LUTING SOLUTIONS, **VITA SMART.FIRE®** ADVANCED

CE 0483

VITA CERAMICS Polishing Set clinical
VITA ENAMIC Polishing Set clinical



VITA DENTIST SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on Social Media!

www.vita-zahnfabrik.com

10527SP_1026_V07